


Fitting Mold



DOPASOWANIE
FORMY



Wyciąć wszystkie szare pola, następnie szablon założyć na nos w przypadku maski nosowej lub na usta i nos w przypadku maski ustno-nosowej - jak na rysunku po lewej stronie i ustalić właściwy rozmiar maski.

Proszę pamiętać, że rozmiary masek są różne w przypadku różnych producentów, dlatego ten szablon nie będzie odpowiedni w przypadku masek innego producenta.

W przypadku wątpliwości, proszę dzwonić: Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Bezdechu sennego, ul. Partyzantów 60, 28-100 Busko-Zdrój, tel 41/357 91 72, lub 41/373 22 41 w godz. 8.30 - 15.30